

Acapella® choice

- Wiederaufbereitbares Einpatientenprodukt (SPU)

acapella choice

2
2
3

Das Acapella® choice PEP Vibratonssystem besteht aus

- 1 22 mm 0.D. Verbindungsstück zur Konnektion von Mundstück oder Maske
- 2 abnehmbarem Mundstück
- 3 5-stufigem Frequenzwähler (Drehknopf) am Geräteende zur Einstellung des exspiratorischen Atemfrequenzwiderstands
- 4 abnehmbarem Deckel, inspiratorischem Einwegventil, abnehmbarem Wippschalter
- **5** Anschlussbereich für Aerosolspray

Gut zu wissen:

Der größte Teil unserer Atemwege ist mit Flimmerhärchen ausgekleidet (sog. Zilien; Kinozilien). Wie ein Rasenfeld sind diese feinen Härchen angeordnet und bewegen sich immer in Richtung unseres Rachens. Sie sind die "hausinterne Müllabfuhr" und dienen der Reinigung unserer Atemwege. Die Zilien bewegen sich wie eine Anemone unter Wasser und befördern den Schleim und Fremdkörper mit dieser ruderartigen Bewegung aus der Lunge heraus. Sie schlagen ca. 1.000 Mal pro Minute und transportieren den Schleim dabei ca. 12-15mm pro Minute. Ein Hustenreiz fördert die Entsorgung des Schleims.



Acapella® DH green

- zum Einmalgebrauch (Single Use) vorgesehen
- für Patienten mit einem exspiratorischen Flow über 15 L / Min. geeignet.



Acapella® DM blue

- zum Einmalgebrauch (Single Use) vorgesehen
- für Kinder oder Patienten mit einem exspiratorischen Flow unter 15 L / Min.geeignet.

Acapella® -	- PEP Vibrations-	Therapiesysteme		
REF	PZN	Beschreibung	Anwendung	
27-9000	06903080	Acapella® duet mit Mundstück,		
		kleinvolumigem Zerstäuber		
		(SVN) und Sauerstoffverbindungsschlauch $\{0_2\}$	SPU	10
27-9001	06903097	Acapella® duet mit Mundstück	SPU	10
27-7000	07591949	Acapella® choice mit Mundstück	SPU	10
21-1530	00053775	Acapella® DH green mit Mundstück	2	10
21-1015	00053752	Acapella® DM blue mit Mundstück	(2)	10
Acapella® -	- Zubehör			
REF	PZN	Beschreibung	Anwendung	
007760	- 1	Medikamentenvernebler für Acapella® duet	2	50
27-0050	00053870	Acapella® choice Mundstück	SPU	50



