


MIC* G-SONDE

ENFit® Nahrungsmittel-/
Arzneimittel-Anschluss




Ballon kleinerer Sonden nimmt weniger
Platz im Magen ein²

- > Fr 12: 2-3 ml Fr 14-16: 3-5 ml
Fr 18-30: 7-10 ml

Freie Auswahl bei
Kindern und Erwachsenen¹

- > Erhältlich in den Größen Fr 12 bis Fr 30



Röntgenkontraststreifen über
die gesamte Sondenlänge³

- > Für die Bilddarstellung bei
der Platzierung



Externe SECUR-LOK® Halteplatte⁴

- > Belüftungslöcher: zur Luftzirkulation um das Stoma
- > punktuelle Auflagefüße: Druckentlastung beim Wechsel



Entwickelt, um Kontakt mit der
gegenüberliegenden Magenwand
zu minimieren⁵

- > Versenkte atraumatische Spitze
(außer Fr 12)

JETZT AUCH ALS GASTROSTOMIE-PFLEGEKIT ERHÄLTlich

MIC* G-SONDEN-PFLEGEKIT

Erleichtert den Austausch der Gastrostomiesonde.

Jedes Kit enthält 2 Sets mit folgenden Bestandteilen:

- 10-ml-Spritze mit Luer-Slip-Ansatz
- 5 Mulltupfer (7,5 x 7,5 cm)
- Alkoholtupfer für die Hautreinigung
- Mit sterilem H₂O gefüllte Spritze mit Luer-Slip-Ansatz
- Wasserlösliches Gleitmittel
- Sicherheitsklemme
- MIC* G-Sonde
- Beutel für biologische Abfälle (16,5 x 17,5 cm)



MIC* G-SONDEN-PFLEGEKIT			MIC* G-SONDE			MIC* BOLUS G-SONDE		
GRÖSSE	ARTIKEL-NUMMER	STÜCKZAHL/PACKUNG	ARTIKEL-NUMMER	BALLON-VOLUMEN	STÜCKZAHL/PACKUNG	ARTIKEL-NUMMER	BALLON-VOLUMEN	STÜCKZAHL/PACKUNG
Fr 12	QW3161	2/Packg.	8100-12LV	2-3 ml	1/Packg.	8110-12LV	2-3 ml	1/Packg.
Fr 14	QW3162	2/Packg.	8100-14LV	3-5 ml	1/Packg.	8110-14LV	3-5 ml	1/Packg.
Fr 16	QW3163	2/Packg.	8100-16LV	3-5 ml	1/Packg.	8110-16LV	3-5 ml	1/Packg.
Fr 18	QW3164	2/Packg.	8100-18	7-10 ml	1/Packg.	8110-18	7-10 ml	1/Packg.
Fr 20	QW3165	2/Packg.	8100-20	7-10 ml	1/Packg.	8110-20	7-10 ml	1/Packg.
Fr 22	QW3166	2/Packg.	8100-22	7-10 ml	1/Packg.	8110-22	7-10 ml	1/Packg.
Fr 24	QW3167	2/Packg.	8100-24	7-10 ml	1/Packg.	8110-24	7-10 ml	1/Packg.
Fr 26			8100-26	7-10 ml	1/Packg.			
Fr 28			8100-28	7-10 ml	1/Packg.			
Fr 30			8100-30	7-10 ml	1/Packg.			

Die MIC* Bolus-G-Sonde mit ENFit®-Anschluss hat keinen Arzneimittelanschluss.

(1) EtQ CLAIM-07461 (2) EtQ CLAIM-07463 (3) EtQ CLAIM-07467
(4) EtQ CLAIM-07475 EtQ CLAIM-07476 (5) EtQ CLAIM-07466

Nur für medizinische Fachkräfte. Indikationen, Kontraindikationen, Vorsichtsmaßnahmen und mögliche Nebenwirkungen sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen. Die Gebrauchsanweisung des Produktes bitte sorgfältig lesen.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Avanos Kundendienst:

Tel: 0800 180 22 98
Fax: 0800 180 22 97
kundendienst@avanos.com

AVANOS

www.mic-key.com