

## ERNÄHRUNGSSONDEN MIT GASTRALEM ZUGANG

AVANOS® G-Sonden dienen der Nahrungszufuhr in den Magen. Sie sind mit Niedrigprofil und in herkömmlicher Ausführung in Standardlängen erhältlich.



### AVANOS® MIC-KEY® GASTROSTOMIE-BUTTON

Die **MIC-KEY® G-BUTTON** ist fortschrittlicher als herkömmliche Gastrostomie-Ernährungs sonden. Die MIC-KEY® G-Ernährungs sonde ist unauffällig und leicht zu kaschieren. Sie ist deshalb für viele verschiedene Patientengruppen ideal geeignet.

- Aus medizinischem Silikon hergestellt
- Niedriges Profil
- Sich verjüngendes distales Ende, passend zur Sondengröße
- Aufdehnbarer innerer Rückhalteballon aus Silikon
- Frei von Naturlatex und DEHP
- ETO-sterilisiert
- Mit Online-Anleitung für Patienten und Pflegepersonen
- Versenkte atraumatische Spitze
- Hochleistungsfähige Rücklaufsperre
- SECUR-LOK® Anschlussmechanismus für das Verlängerungsset
- ENFit® Sondenanschluss
- Röntgenkontraststreifen
- 1 Stück/Verpackung

#### Im Set enthalten:

- 1- MIC-KEY® Niedrigprofil-G-Sonde
- 1- MIC-KEY® ENFit® Verlängerungsset mit Winkelsteckverbinder und doppeltem ENFit®-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- MIC-KEY® Bolus-Verlängerungsset mit geradem Steckverbinder und ENFit®-Konnektor, männlich, Länge 30 cm
- 1- Spritze, 6 ml, mit Luer-Slip™-Ansatz
- 1- Spritze, 35 ml, mit ENFit®, weiblich
- 4- Mulltupfer

### AVANOS® MIC-KEY® G-BUTTON

GRÖSSE (AUSSENDURCHM.) (X)	STOMALÄNGE (Y)	ARTIKELNR.
12 Fr (CH)	0,8 bis 4,0	8140-X-Y
14 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
16 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
18 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
20 Fr (CH)	0,8 bis 5,0	8140-X-Y
24 Fr (CH)	1,5 bis 5,0	8140-X-Y

Erhältliche Stomalängen (cm): 0,8 /1,0 /1,2 /1,5 /1,7 /2,0 /2,3 /2,5 /2,7 /3,0 /3,5 /4,0 /4,5 /5,0